

Sparen bei der Analyse

in Zeiten der Krise ... wir haben hier einige unwiderstehliche Angebote für Sie.

1 Spritzenfilter **50%**

Spritzenfilter ab 5 Packungen jetzt besonders günstig kaufen.



ab 5 Packungen **35%**

ab 10 Packungen **50%**

Porosität : 0,22 / 0,45um

Durchmesser: 4 / 13 / 25 / 30mm

Membran: Cellulose Acetate / Nylon / PES / PTFE / PVDF

>> www.cp-analytica.at/syringefilter.pdf

2 Gas Generatoren

Lieferung kurze Zeit österreichweit **gratis**



Wasserstoff, Stickstoff, Luft

Wir liefern die besten Gas Generatoren für Ihre Anwendung, betreuen Ihre bestehenden Systeme und sorgen für den reibungslosen Betrieb in Ihrem Labor.

>> www.cp-analytica.at/peak.pdf



Validierte HPLC Säulen

Inertsil ODS-3V von GL Sciences.

Validierte Säulen mit 3um und 5um hochinertem C18 Material für Anwender die eine komplette Dokumentation und Validierung von Säule und Packmaterial bevorzugen.



NEU eVol XR

Die neue analytische Spritze mit digital gesteuertem Antrieb von SGE.

SGE eVol XR Syringe Starter Kit mit 5uL, 100uL und 1ml Spritze

Artikel 2910200 ... EUR **985,-**

3 USLC Toolbox

Restek stellt mit der USLC Toolbox ein feines Werkzeug zur Methodenentwicklung vor.



USLC Method Development Toolbox mit 4 Säulen, Selection Guide und **Gratis LC Zubehör Kit**

Im gratis LC Zubehör Kit enthalten: UltraShield UHPLC PreColumn Filter, ValvTool Wrench

USLC: Ultra Selective Liquid Chromatography

4 Stationäre Phasen wahlweise mit 1.9µm, 3µm oder 5µm Material.






- Aqueous C18 (USP L1)
- IBD (USP L68)
- Biphenyl (USP L11)
- PFP Propyl (USP L43)

| Article | EUR | Restek USLC Method Development Toolbox |
|---------|-----------------|---|
| 25800 | 2.269,33 | Pinnacle DB USLC Method Development Toolbox 1.9µm, 2.1mm x 50mm |
| 25801 | 1.818,32 | Ultra USLC Method Development Toolbox 3µm, 2.1mm x 50mm |
| 25802 | 1.959,93 | Ultra USLC Method Development Toolbox 3µm, 2.1mm x 100mm |
| 25803 | 1.876,63 | Ultra USLC Method Development Toolbox 3µm, 3.0mm x 100mm |
| 25804 | 1.698,13 | Ultra USLC Method Development Toolbox 5µm, 2.1mm x 50mm |
| 25805 | 1.818,32 | Ultra USLC Method Development Toolbox 5µm, 2.1mm x 100mm |
| 25806 | 1.959,93 | Ultra USLC Method Development Toolbox 5µm, 4.6mm x 150mm |

4 Cosmosil HPLC Säulen 50%

Ein umfangreiches Säulenangebot der Firma Nacalai zu einem bemerkenswerten Preis.

COSMOSIL Spezialspezifitäten

| | Cholester | π NAP | PYE | HILIC | Protein-R | Sugar-D |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| Basis Material | Hochreines, poröses, sphärisches Silica | | | | | |
| Partikelgröße | 5 µm | | | | | |
| Porengröße | ca. 120 Å | | | | ca. 300 Å | --- |
| Stationäre Phase |  Cholesteryl Group |  Naphthylethyl Group |  Pyrenylethyl Group |  Triazole |  Octadecyl Group | Secondary/Tertiary Amine |

| Article | EUR | COSMOSIL Packed Column |
|---|---------------|--------------------------------|
| Monomeric C18 and Polymeric C18 | | |
| 08996-11A | 219,60 | 2.5C18-MS-II 2.0mmI.D. x 100mm |
| 08999-81A | 219,60 | 2.5C18-MS-II 3.0mmI.D. x 100mm |
| 38025-91A | 210,82 | 5C18-MS-II 2.0mmI.D. x 150mm |
| 38020-41A | 193,98 | 5C18-MS-II 4.6mmI.D. x 250mm |
| 37992-51A | 210,82 | 5C18-AR-II 2.0mmI.D. x 150mm |
| 38028-61A | 184,46 | 5C18-AR-II 3.0mmI.D. x 150mm |
| 38145-21A | 193,98 | 5C18-AR-II 4.6mmI.D. x 250mm |
| C18 for Aqueous Conditions | | |
| 34449-71A | 210,82 | 5C18-PAQ 2.0mmI.D. x 150mm |
| 05797-11A | 184,46 | 5C18-PAQ 3.0mmI.D. x 150mm |
| 02485-81A | 193,98 | 5C18-PAQ 4.6mmI.D. x 250mm |
| C18 Peptide and Protein Separation | | |
| 06526-21A | 201,30 | Protein-R 4.6mmI.D. x 150mm |
| 06527-11A | 237,90 | Protein-R 4.6mmI.D. x 250mm |

| Article | EUR | COSMOSIL Packed Column |
|--|---------------|--------------------------------|
| Planarity Selectivity and Hydrophobic Interaction | | |
| 09048-01A | 248,88 | 2.5Cholester 2.0mmI.D. x 100mm |
| 09051-41A | 248,88 | 2.5Cholester 3.0mmI.D. x 100mm |
| 05971-11A | 263,52 | Cholester 2.0mmI.D. x 150mm |
| 05973-91A | 219,60 | Cholester 3.0mmI.D. x 150mm |
| 05977-51A | 230,58 | Cholester 4.6mmI.D. x 250mm |
| 07054-71A | 263,52 | HILIC 2.0mmI.D. x 150mm |
| 07871-61A | 219,60 | HILIC 3.0mmI.D. x 150mm |
| 07057-41A | 230,58 | HILIC 4.6mmI.D. x 250mm |
| Novel Stationary Phase for Saccharide Separation | | |
| 05688-41A | 263,52 | Sugar-D 2.0mmI.D. x 150mm |
| 05690-91A | 219,60 | Sugar-D 3.0mmI.D. x 150mm |
| 05397-51A | 230,58 | Sugar-D 4.6mmI.D. x 250mm |

... und viele weitere Dimensionen – kontaktieren Sie uns. Angebote und Preise gültig bis Ende Mai 2012